

Anti-Dgka Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23743

Artikelnummer: CM0003924



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-DGKA-Antikörper für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Zielmolekül ist Diacylglycerol-Kinase alpha, ein Schlüsselenzym in der Lipidsignalisierung und im DAG/PA-Gleichgewicht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGKA Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1606
Gen-ID	1606
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-200 des menschlichen DGKA entspricht (NP_001336.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23743
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel