

Anti-Dgka Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P23743

Artikelnummer: CM0016205



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen DGKA, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-Diacylglycerol-Kinase alpha, ein Schlüsselenzym, das DAG in PA umwandelt. Ideal für die Erforschung der Lipid-Signalgebung und von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGKA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1606
Gen-ID	1606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem DGKA (NP_001336.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23743
Protein-Gewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel