

Anti-Dglucy Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z3D6

Artikelnummer: CM0009400

Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DGLUCY (C14orf159), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt endogene D-Glutamat-Cyclase in Human- und Mausproben. Ideal für die Forschung zum mitochondrialen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGLUCY Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	C14orf159; DGLUCY
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	80017
Gen-ID	80017
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 269-616 von humanem DGLUCY enthält (NP_001095836.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q7Z3D6
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel