

Anti-Dglucy Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3D6

Artikelnummer: CM0021918

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes DGLUCY (C14orf159), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung der mitochondrialen D-Glutamat-Cyclase-Funktion und des Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DGLUCY Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	C14orf159; DGLUCY
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80017
Gen-ID	80017
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 269-616 von humanem DGLUCY (NP_001095836.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z3D6
Proteinmasse	66 kDa
Versand	Eisbeutel