


Anti-Dguok Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16854

Artikelnummer: CM0026076



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen die mitochondriale Desoxyguanosinkinase (DGUOK) für Anwendungen in WB und ELISA. Validiert für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur mitochondrialen DNA-Synthese und Nukleosidmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGUOK Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	dGK; NCPH; NCPH1; PEOB4; MTDP53; DGUOK
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1716
Gen-ID	1716
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-277 des menschlichen DGUOK (NP_550438.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonalen Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16854
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel