


Anti-Dhfr-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P00374

Artikelnummer: CM0018820



Einführung

Das DHFR-Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt menschliches und murines DHFR in WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Schlüssel für die Forschung zum Folsäurestoffwechsel und zur Thymidylat-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	DHFR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DYR, DHFR1, DHFRP1, DHFR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1719
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-187 von menschlichem DHFR enthält (NP_000782.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00374
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel