

Anti-Dhodh Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q02127

Artikelnummer: CM0027835



Einführung

Kaninchen-polyklonaler DHODH-Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humane, murine und Ratten-Dihydroorotat-Dehydrogenase, ein wichtiges mitochondriales Enzym der de novo-Pyrimidinbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHODH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	URA1; POADS; DHodehase; DHODH
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	1723
GenID	1723
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 116-395 des menschlichen DHODH (NP_001352.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02127
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel