

Anti-Dhohd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O35435

Artikelnummer: CM0029020

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Dihydroorotat-Dehydrogenase (DHODH) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit humanem und murinem Protein und unterstützt Studien zum Pyrimidinstoffwechsel und zur mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHODH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	2810417D19Rik
Spezies	Maus
GeneID (human)	1723
GeneID	56749
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 77-395 der murinen DHODH (NP_064430.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O35435
Protein-Gewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel