

Anti-Dhrs1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Lj7

Artikelnummer: CM0022213



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DHRS1 (SDR19C1) für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal zur Untersuchung des Steroid- und Xenobiotikastoffwechsels sowie der Funktion des endoplasmatischen Retikulums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHRS1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SDR19C1; DHRS1
Art	Mensch
Gen-ID	115817
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend den Aminosäuren 1-262 des humanen DHRS1 (NP_001129522.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96LJ7
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku