

Anti-Dhrs11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Uwp2

Artikelnummer: CM0015142



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DHRS11 (SDR24C1). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Nützlich für die Erforschung des Steroidhormonstoffwechsels und der Androgenbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHRS11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARPG836; SDR24C1; spDHRS11; DHRS11
Spezies	Human
GeneID (Human)	79154
GeneID	79154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem DHRS11 (NP_077284.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q6UWP2
Protein-Gewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel