

Anti-Dhrs2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13268

Artikelnummer: CM0028581

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DHRS2 (HEP27/SDR25C1). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Untersucht Dicarbonyl-Reduktion, p53-Stabilisierung und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DHRS2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HEP27; SDR25C1; DHRS2
Spezies	Human
GeneID (Human)	10202
GeneID	10202
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13268
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel