

Anti-Dhrs9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bpw9

Artikelnummer: CM0030577

Einführung

DHRS9 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt ein 35kDa Protein. Ideal für die Forschung zu Retinol- und Steroidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHRS9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RDHL; RDH15; RDHTBE; SDR9C4; RDH-TBE; RETSDR8; hRoDH-E2; 3ALPHA-HSD; 3-alpha-HSD; DHRS9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10170
GenID	10170
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-319 von menschlichem DHRS9 (NP_001135743.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BPW9
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel