


Anti-Dhtkd1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Hy7

Artikelnummer: CM0004399



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen DHTKD1 (2-Oxoadipat-Dehydrogenase E1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung an Stoffwechsel- und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHTKD1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55526
GenID	55526
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-197 von menschlichem DHTKD1 (NP_0611 76.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96HY7
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel