


Anti-Dhtkd1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Hy7

Artikelnummer: CM0025527



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches DHTKD1 (2-Oxoadipat-Dehydrogenase E1-Komponente), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte; detektiert eine ~103 kDa-Bande. Ideal für Forschung zur mitochondrialen Stoffwechsel und Lysin/Tryptophan-Katabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHTKD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55526
GenID	55526
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von menschlichem DHTKD1 (NP_061176.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96HY7
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Eispackung