

Anti-Dhx30 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q7L2E3

Artikelnummer: CM0022660



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Anti-DHX30-Antikörper für WB und ELISA zum Nachweis von humanem und murinem DHX30 (~134 kDa). DHX30 ist eine DEAH-Box-RNA-Helikase, die an der Biogenese mitochondrialer Ribosomen, der Neurogenese und der angeborenen Immunität beteiligt ist, wodurch dieser Antikörper für die mitochondriale und neurowissenschaftliche Forschung geeignet ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	DHX30-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DDX30, RETCOR, NEDMIAL, DHX30
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22907
Gen-ID	22907
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 336-501 des humanen DHX30 (NP_619520.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7L2E3
Proteingewicht	134 kDa
Versand	Kühlakku