


Anti-Dhx36 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9H2U1

Artikelnummer: CM0030296



Einführung

DHX36 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten DHX36, einer G-Quadruplex-auflösenden Helikase, die an der Genregulation und genomischen Integrität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHX36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G4R1; RHAU; DDX36; MLEL1; DHX36
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	170506
Gen-ID	170506
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem DHX36 (NP_065916.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2U1
Proteingewicht	115kDa
Versand	Eisbeutel