


Anti-Dhx38 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92620

Artikelnummer: CM0025191



Einführung

DHX38 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den prä-mRNA-Spleißfaktor DHX38, eine Spliceosom-Komponente und ATP-abhängige RNA-Helikase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHX38 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RP84, DDX38, PRP16, PRPF16, DHX38
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9785
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1133-1227 von menschlichem DHX38 (NP_054722.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92620
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel