

Anti-Dhx57-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6P158

Artikelnummer: CM0021868

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches DHX57/DDX57 gerichtet ist, geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Für Studien zur Funktion von ATP-abhängigen RNA-Helicasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHX57 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DDX57; DHX57
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	90957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 700-900 von menschlichem DHX57 (NP_945314.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q6P158
Proteingewicht	156kDa
Versand	Eisbeutel