

Anti-Dhx58 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96C10

Artikelnummer: CM0028282



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen DHX58 (LGP2), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Forschung zur angeborenen Immunität und antiviralen Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHX58 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	LGP2, RLR-3, D11LGP2, D11lgp2e, DHX58
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	79132
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 389-678 des menschlichen DHX58 (NP_077024.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96C10
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Kühlakku