

Anti-Dhx8-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14562

Artikelnummer: CM0015839



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DHX8, validiert für Western Blot und ELISA. Ziel ist die ATP-abhängige RNA-Helikase, die am Spleißen der Prä-mRNA und am nukleären Export beteiligt ist. Kreuzreaktivität mit humanem DHX8.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHX8-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DDX8, Dhr2, HRH1, PRP22, PRPF22, DHX8
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1659
GeneID	1659
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1001-1220 des humanen DHX8 (NP_004932.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14562
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Kühlakku