


Anti-Dhx9/Rna-Helikase A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Artikelnummer: CM0020636



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen DHX9/RNA-Helikase A gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für Forschung zur transkriptionellen Regulation, mRNA-Verarbeitung und Virusinfektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DHX9/RNA-Helikase A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDH1; DHX9/RNA-Helikase A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1660
GenID	1660
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08211
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel