


Anti-Dhx9/Rna-Helicase A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Artikelnummer: CM0012487



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-DHX9/RNA-Helicase A Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes, murines, rattisches DHX9 (141 kDa). Ideal für Studien zu Transkription, RNA-Verarbeitung und Helikasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DHX9/RNA-Helicase A Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDH1; DHX9/RNA-Helikase A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1660
GeneID	1660
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1100-1200 von humaner DHX9/RNA-Helikase A entspricht (Q08211)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08211
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Eisbeutel