


Anti-Diaph1-Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb Und Elisa - O60610

Artikelnummer: CM0022693



Einführung

Kaninchen anti-DIAPH1 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Zielt auf menschliches DIAPH1 (141 kDa) ab, einen Aktin-Nukleationsfaktor, der an der Organisation des Zytoskeletts beteiligt ist. Ideal für Zellbiologie und Hörforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] DIAPH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; [KD Validiert] DIAPH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1729
GenID	1729
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1158-1272 von menschlichem DIAPH1 (NP_005210.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60610
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel