


Anti-Diaph1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60610

Artikelnummer: CM0002907



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes DIAPH1 (DIA1/DRF1). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Aktin-Zytoskelett- und Zellmigrationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DIAPH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; DIAPH1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1729
GeneID	1729
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DIAPH1 (O60610) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60610
Protein-Gewicht	141 kDa
Versand	Eistasche