

Anti-Diaph2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60879

Artikelnummer: CM0017361

Einführung

Polyklonaler DIAPH2-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt DIAPH2 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Relevant für die Untersuchung der Oogenese, des endosomalen Transports und der Regulation des Aktinzytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DIAPH2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DIA; POF; DIA2; DRF2; POF2; POF2A; DIAPH2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1730
Gen-ID	1730
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-120 des humanen DIAPH2 (NP_009293.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60879
Proteingewicht	126 kDa
Versand	Ice-Bag