


Anti-Diaph3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nsv4

Artikelnummer: CM0016574



Einführung

Humaner DIAPH3 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf diaphanous-related formin-3 (mDia2) ab, das an der Dynamik des Aktinzytoskeletts, der Zytokinese und der SRF-Aktivierung beteiligt ist. Geeignet für die Forschung zu Hörverlust.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DIAPH3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AN; DIA2; DRF3; AUNA1; NSDAN; diap3; mDia2; DIAPH3
Spezies	Mensch
GeneID (human)	81624
GeneID	81624
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NSV4
Proteingewicht	137kDa
Versand	Eisbeutel