

Anti-Dicer1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upy3

Artikelnummer: CM0006097



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Anti-DICER1-Antikörper validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-DICER1. Geeignet für Forschung zu RNA-Silencing und Dicer.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DICER1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliae	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-ÄHNLICH; DICER1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23405
Gen-ID	23405
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPY3
Proteinmasse	219 kDa
Versand	Eisbeutel