

Anti-Dicer1-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Upy3

Artikelnummer: CM0020129



Einführung

Polyklonaler DICER1-Kaninchenantikörper für humane Proben, validiert für IF/ICC und ELISA. Zielt auf die Endoribonuklease Dicer ab, die eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung von miRNA und siRNA spielt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	DICER1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23405
Gen-ID	23405
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1100-1200 des humanen DICER1 (NP_001258211.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UPY3
Proteingewicht	219 kDa
Versand	Kühlakku