

Anti-Digoxigenin/Digoxin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Db- Und Elisa-Anwendungen

Artikelnummer: CM0000004

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Digoxigenin/Digoxin. Geeignet für DB und ELISA mit artsunabhängiger Reaktivität. Ideal für die Entwicklung von IVD-Assays und die Digoxin-Überwachung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-Digoxigenin/Digoxin Kaninchen mAb
Immunogen	Chemische Verbindungen Digoxin
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artsunabhängig
Versand	Eispackung