


Anti-Dimethyl-Dnmt3A-K44 (O88508) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa

Artikelnummer: CM0000230



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen dimethyliertes Lysin 44 der Maus DNMT3A (O88508). Geeignet für IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Ratte. Ideal für epigenetische und DNA-Methylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-DNMT3A-K44 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MmullIA; DiMethyl-DNMT3A-K44
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	13435
GenID	13435
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O88508
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel