


Anti-Dimethyl-Histone H3 (Lys79) Kaninchen-Mab Für Chromatin-/Epigenetik-Forschung (Q16695/P68431)

Artikelnummer: CM0000354



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für dimethyliertes Histone H3 an Lysin 79 (H3K79me2). Validiert für WB, ChIP-seq, IF, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für epigenetische und Chromatin-Analysen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DiMethyl-Histone H3-K79 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K79
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/ 8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel