


## Anti-Dimt1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Unq2

Artikelnummer: CM0030607



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen DIMT1, ein Schlüsselenzym der 18S-rRNA-Dimethylierung und Ribosomenbiogenese. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Nukleolen- und rRNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DIMT1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | DIM1; DIMT1L; HUSSY5; HSA9761; DIMT1                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GeneID (Mensch)   | 27292                                                                                                                          |
| GeneID            | 27292                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-126 von menschlichem DIMT1 (NP_055288.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q9UNQ2                                                                                                                         |
| Proteinmasse      | 35 kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |