

## Anti-Dio3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P55073

Artikelnummer: CM0027174

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches DIO3 (Thyroxin-5-Deiodinase) gerichtet ist, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung des Schilddrüsenhormonstoffwechsels und verwandte Forschung - P55073.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DIO3 Kaninchen pAb                                                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | D3; 5DIII; TXDI3; DIOIII; DIO3                                                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                   |
| GenID (Mensch)    | 1735                                                                                                                                                     |
| GenID             | 1735                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 70-170 von menschlichem DIO3 (NP_001353.4) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                   |
| SWISS             | P55073                                                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 34kDa                                                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                |