

Anti-Dip2C-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2E4

Artikelnummer: CM0022704

Einführung

DIP2C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, das den Aminosäuren 100-260 entspricht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DIP2C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIAA0934; DIP2C
Spezies	Human
GenID (Human)	22982
GenID	22982
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-260 von humanem DIP2C (NP_055789.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2E4
Proteingewicht	171kDa
Versand	Eisbeutel