


Anti-Diras3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95661

Artikelnummer: CM0031042



Einführung

DIRAS3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches DIRAS3, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Krebsforschung und Studien zu Tumorsuppressoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DIRAS3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARHI; NOEY2; DIRAS3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9077
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-229 von menschlichem DIRAS3 (NP_004666.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O95661
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel