

Anti-Disc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nri5

Artikelnummer: CM0028110



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes DISC1 (Q9NRI5), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Schizophrenie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DISC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCZD9; C1orf136; DISC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27185
Gen-ID	27185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem DISC1 (NP_001158009.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRI5
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eisbeutel