

Anti-Disp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96F81

Artikelnummer: CM0017549



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DISP1, validiert für Western Blot und ELISA. Erfasst das Protein dispatched homolog 1, einen wichtigen Regulator der Hedgehog-Signalübertragung. Ideal für die entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DISP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DISPA; DISP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84976
GeneID	84976
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1325-1524 des humanen DISP1 (NP_116279.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96F81
Proteingewicht	171 kDa
Versand	Kühlakku