


Polyklonaler Anti-DJ-1/Park7-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99497

Artikelnummer: CM0021458



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DJ-1/PARK7, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress, Neurodegeneration und Deglycase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DJ-1/PARK7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11315
Gen-ID	11315
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 1-189 des humanen DJ-1/PARK7 (NP_009193.2) entsprechende Sequenz enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99497
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku