


Anti-DJ-1/Park7 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99497

Artikelnummer: CM0003807



Einführung

Hochwertiger anti-DJ-1/PARK7 Kaninchenmonoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murine und Ratten DJ-1/PARK7 (20 kDa), ein multifunktionales Protein gegen oxidativen Stress. Ideal für Forschung zu Neurodegeneration und Zytoprotektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DJ-1/PARK7 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11315
Gen-ID	11315
Immunogen	Ein synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz im Bereich der Aminosäuren 1-100 von menschlichem DJ-1/PARK7 (Q99497)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99497
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eispaket