


Anti-Dkc1 Polyklonaler Kaninchenantikörper Für Wb - O60832

Artikelnummer: CM0017437



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DKC1 für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Erforschung der Ribosomenbiogenese und der Telomererhaltung. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem DKC1. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 58 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DKC1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Aliasnamen	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1736
GeneID	1736
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-180 des humanen DKC1 (NP_001354.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60832
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku