

Anti-Dkk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O94907

Artikelnummer: CM0030960



Einführung

Dieser hochwertige Anti-DKK1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper ist für WB und ELISA validiert. Er erkennt menschliches, murines und rattes DKK1, was ihn ideal für die Wnt-Signalweg- und Entwicklungsbiologie-Forschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DKK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SK; DKK-1; DKK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22943
Gen-ID	22943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-266 von menschlichem DKK1 (NP_036374.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94907
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel