

## Anti-Dkk3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Artikelnummer: CM0019812

### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DKK3 (Dickkopf-related protein 3). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Wnt-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DKK3 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | RIG; CRRL; REIC; DKK3                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 27122                                                                                                                         |
| GenID             | 27122                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-200 von humanem DKK3 (NP_056965.3) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q9UBP4                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 38kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |