

Anti-Dkk3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Ubp4

Artikelnummer: CM0007689

Einführung

Rekombinanter Anti-DKK3 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-DKK3-Protein, einen Wnt-Signalweg-Antagonisten, der an Entwicklung und Krankheit beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DKK3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27122
GenID	27122
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-200 von menschlichem DKK3 (NP_056965.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBP4
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel