

Anti-Dkk3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb/If/Icc/Elisa - Q9Ubp4

Artikelnummer: CM0007811

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes DKK3 (Q9UBP4), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Wnt-Signalweg- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	DKK3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	27122
Gen-ID	27122
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 200-350 von humanem DKK3 (Q9UBP4) (NP_056965.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBP4
Proteinmolekulargewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel