

Anti-Dkk3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Artikelnummer: CM0022365

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DKK3 (Dickkopf-related protein 3). Geeignet für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Wnt-Signalweg-, Entwicklungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DKK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Spezies	Human
GeneID (Human)	27122
GeneID	27122
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-200 von humanem DKK3 (NP_056965.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBP4
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eistasche