


Anti-Dkk4 (Dkk-4) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubt3

Artikelnummer: CM0029736



Einführung

Hochwertiger DKK4-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem DKK4. Ideal für die Erforschung der Wnt-Signalübertragung, Entwicklung und verwandter Krankheiten. Beziehen Sie Ihre Forschungsmaterialien mit Vertrauen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DKK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DKK-4; DKK4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	27121
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-224 von humanem DKK4 (NP_055235.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UBT3
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistasche