


Anti-Dlat Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10515

Artikelnummer: CM0014455



Einführung

DLAT Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die 69 kDa Dihydrolipoamid-Acetyltransferase (PDC-E2), ein Schlüsselenzym des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes und Autoantigen bei primär biliärer Zirrhose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLAT Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Spezies	Mensch
GenelD	1737
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 87-270 des menschlichen DLAT (NP_001922.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10515
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel