


Anti-Dlat Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P10515

Artikelnummer: CM0009870



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper spezifisch für DLAT (PDC-E2), die Dihydrolipoamid-Acetyltransferase-Komponente des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum mitochondrialen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLAT monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Spezies	Mensch
GeneID (human)	1737
GeneID	1737
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 548-647 des humanen DLAT (P10515)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10515
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Kühlakku