


Anti-Dlat Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10515

Artikelnummer: CM0010793



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes DLAT (Dihydrolipoamid-Acetyltransferase) für die Multi-Anwendung: WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Mitochondrien-Metabolismus- und PBC-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLAT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	E2, PBC, DLTA, PDCE2, PDC-E2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1737
GenID	1737
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 87-270 von humanem DLAT (NP_001922.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10515
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel