


Anti-Dlc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Qb1

Artikelnummer: CM0022535



Einführung

CamelBio liefert Kaninchen-anti-DLC1 polyklonalen Antikörper (Q96QB1), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten DLC1. Rekombinantes Immunogen (aa 204-463). Ideal für Tumorsuppressor- und Zellmigrationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HP; ARHGAP7; STARD12; p122-RhoGAP; DLC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	10395
GeneID	10395
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 204-463 von humanem DLC1 (NP_079043.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96QB1
Proteingewicht	171kDa
Versand	Eisbeutel